

未使用の吸入器を
はじめて使う時のみ
行う準備




本体を
立てて持ちながら
赤色の部分を
左右に回し、
3回
「カチッ」と
鳴らしてください

3回目に「カチッ」と
鳴らしたところをため、
毎回行う吸入の
準備に進みます

薬を1吸入するための
準備

片手で本体を抑えながら、
赤色のグリップを
右へ「クルッ」と回します。
止まるまでしっかりとー！



クルッ

カチッ

次に、左へ回し
「カチッ」と戻します。
この音が、
1回分のお薬が
セットされた合図です

吸入前に
息を十分にはき出さ...



マウスピースをしっかりとくわえ、
息を深く強く
「スーッ」と吸い込みます。

スーッ
赤いグリップ部分を持つ

お薬をしっかりと吸ったため、
背筋を伸ばして吸入しましょう！
その後マウスピースから口を離し
ゆっくりと息をはき出します。
2吸入する場合は、もう一度
右へ「クルッ」と回すところから
繰り返します

吸入後はキャップを閉め、
うがいまたは口すすぎを
しましょう！

